

Het OPRA™ Implant System

Patiëntinformatie voor het armniveau

ALGEMENE INSTRUCTIES

Wanneer de prothesefase start is een strikte hygiëneroutine verplicht. Deze routine dient tweemaal daags gevolgd te worden op de volgende wijze:

- U dient uw handen met zeep en water te wassen, optioneel ook met desinfectiemiddel en optioneel met beschermende handschoenen voor eenmalig gebruik.
- Maak een schoon stukje gaas vochtig met een steriele zoutoplossing (0,9% NaCl). Bind het stukje gaas om het Abument, druk het zacht tegen de huid en maak de huid schoon in een circulaire beweging (zoals met flosdraad).
- Als er zich droge stukjes weefsel rondom het Abument bevinden, kunt u deze verwijderen met een droog wattenstaafje of een wattenstaafje dat vochtig is gemaakt met een steriele zoutoplossing (0,9% NaCl).
- Als de huid direct rond het Abument droog wordt, wordt een dunne laag zalf (bijv. Vaseline Petroleum Jelly) tweemaal daags aangeraden.

Het is niet ongewoon om een kleine hoeveelheid vocht te verliezen rondom het gebied waar het Abument de huid penetreert, vooral bij forse fysieke inspanning. Als u een kleine hoeveelheid vocht aantreft kunt u een klein stukje gaas nat maken met een steriele zoutoplossing (0,9% NaCl). Bind het stukje gaas om het Abument, druk het zacht tegen de huid en maak de huid schoon in een circulaire beweging (zoals met flosdraad). Bind daarna een schoon stukje gaas om het Abument heen. Dit stukje gaas dient u iedere dag te vervangen.

Daarnaast dient u de prothese iedere dag met alcohol schoon te maken. Voor zover mogelijk dient u vuile omgevingen te vermijden en dient u andere mensen niet het gebied direct rondom het Abument aan te laten raken.

Er zijn geen restricties omtrent baden en zwemmen, zolang het protocol dat hierboven staat beschreven wordt gevolgd.

IN GEVAL VAN IRRITATIE OF INFECTIE

Wanneer u een verkoudheid heeft is het mogelijk dat het gebied rondom het Abument geïrriteerd raakt. In deze instanties is het extra belangrijk om een uitstekende handhygiëne te behouden, bij voorkeur met desinfectiemiddelen op basis van alcohol.

Bij vroege tekenen van infectie zoals roodheid, jeukende pijn, en gevoeligheid dient u het gebied rondom de implantaten één of twee keer extra per dag schoon te maken.

Als de irritatie aanhoudt met roodheid, zwelling, koorts en/of pijn dient u uw arts te raadplegen.

In geval van hoge koorts en/of ernstige pijn dient u naar de spoedeisende hulp te gaan.

Integrum AB

Krokslätts Fabriker 50, SE-431 37 MÖLNDAL Sweden

Phone: +46 31-760 10 60

e-mail: info@integrum.se

website: www.integrum.se